



RCD-20 往复筒法溶出度测试仪

产品特点

RCD-20型往复筒法溶出度测试仪是由北京北研公司自主设计研发生产，符合USP-Ⅲ法和USP-Ⅶ法标准的往复筒法溶出度测试仪。仪器采用6排杯位设计，最多可进行USP-Ⅲ法42杯样品测试或USP-Ⅶ法84杯样品测试。

外置加热循环系统，可有效减少震动影响，并方便后期维护。

RCD-20型往复筒法溶出度测试仪采用全彩液晶触摸屏进行操作，全自动化运行，采用独有的杯盖密封专利，可有效保证液体较少的挥发性，满足无人值守下的长时间运行工作。

技术参数

名 称	USP-Ⅲ	USP-Ⅶ	备 注
温度控制	室温-55℃±0.1℃	室温-55℃±0.1℃	
控温误差	≤0.2℃	≤0.2℃	
样品数量	7杯/排; 6排	7杯/排; 6排	可升级为12杯/排; 12排或3杯/排; 12排, 可提供双排样品检测
升降速度	0-70次/分钟 ±0.5次/分钟	0-70次/分钟 ±0.5次/分钟	
升降行程	10mm	2-4mm	
运行时间	≤9999.59分钟	≤9999.59分钟	
浸润时间	≤9999.59分钟	≤9999.59分钟	
沥干时间	≤9999.59分钟	≤9999.59分钟	
保持时间	≤9999.59分钟	≤9999.59分钟	
加热功率	1500W	1500W	